

Chaise De Transport



Mode d'utilisation:

placer l'utilisateur sur le siège,ajuster les repose-pieds et les accoudoirs,pousser a l'aide des poignées arrière les freins sont utilisés pour immobiliser la chaise lorsque nécessaire

demander

Tensiomètre



Mode d'utilisation:

placez le brassard autour du bras, alignez le brassard avec le cœur,puis appuyez sur le bouton pour démarrer la mesure,Attendre que le résultat s'affiche.

demander

Amplificateur Auditif



Mode d'utilisation:

demander

Fauteuil Roulant Électrique



Mode d'utilisation:

demander

Siège Bain



Mode d'utilisation:

il suffit de le placer à l'intérieur de la baignoire, de s'asseoir dessus et de le fixer solidement. Cela permet à l'utilisateur de prendre un bain en toute sécurité et confortablement.

demander

Aide A La Marche



Mode d'utilisation:

demander

Orthèse De Genou



Mode d'utilisation:

il suffit de la placer autour du genou, en ajustant les sangles pour un maintien sûr, puis de continuer à marcher ou à effectuer des mouvements tout en bénéficiant du soutien et de la stabilisation qu'elle offre.

demander

Lit Électrique



Mode d'utilisation:

il suffit d'utiliser la télécommande pour ajuster la hauteur du lit selon les besoins de l'utilisateur, offrant ainsi un confort et une accessibilité personnalisés.

demander